



WIESZAK NA WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU

TD-28-I.2.c-1.1

rewizja 2

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2024-03-28

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób stosowany do zawieszania standardowych worków na mocz w celu zapewnienia prawidłowej zbiórki moczu.

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego
- specjalne umocowanie zapobiegające załamaniu się drenu
- pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek
- dwa uchwyty po każdej stronie umożliwiające powieszenie worków o różnych rozmiarach
- nazwa wytwórcy umieszczona na produkcie
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat

NUMER
KATALOGOWY

ROZSTAW UCHWYTÓW

KOLOR

OPAKOWANIE
HANDLOWEOPAKOWANIE
TRANSPORTOWE

WNM01

~115 mm
~155 mm

niebieski

50 szt. (kartonik)

4 x 50 szt. (karton)