

WOREK NA WYMIOCINY

Torba na wymiociny oferuje wygodny i prosty sposób zbierania i utylizacji wymiocin

Opis:

- Szeroki, wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu treści;
- Wykonany przejrzystego materiału pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby, w tym krwi;
- Plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia;
- Wytrzymały worek o pojemności 1,5L
- Skalowany co 100 ml;
- Funkcja "Twist & lock" na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu;
- Praktyczny, dyskretny, łatwy w użyciu
- Opakowanie 50sztuk.

REF
06001

Producent:

SINMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice

