



Przylepiec mocujący z folii FILMplast

TD-06-I.2.c-5.1

Rewizja 2

data 2021-05-26

zmiana: 2024-03-21

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania drenów, cewników, rurek medycznych niewymagających specjalistycznego umocowania w miejscu ich założenia oraz opatrunków pierwotnych (kontaktowych), nieprzylepnych, nałożonych bezpośrednio na rany i uszkodzenia skóry

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z folii polietylenowej
- przeźroczysty
- nawinięty na rolkę
- pokryty klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą
- możliwość dzielenia wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek
- mikroporowata struktura
- proste wykończenie brzegu przylepca
- dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej
- dobra przylepność
- cieńki, elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- wodoodporny
- hypoalergiczny
- jednorazowego użytku
- niejałowy



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
SPE12505W	1,25 cm x 5 m	24 x 1 szt.	12 x 24 szt.
SPE12509W	1,25 cm x 9,14 m	24 x 1 szt.	12 x 24 szt.
SPE25005W	2,5 cm x 5 m	12 x 1 szt.	12 x 12 szt.
SPE25009W	2,5 cm x 9,14 m	12 x 1 szt.	12 x 12 szt.
SPE50005W	5 cm x 5 m	6 x 1 szt.	12 x 6 szt.
SPE50009W	5 cm x 9,14 m	6 x 1 szt.	12 x 6 szt.