



SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA jałowa

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2019-08-09

zmiana: 2024-04-26

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze 60 g/m²
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Nieprzylepna
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NF-S 1	45cm x 45cm	1 szt.	120 x 1 szt.	4 x 120 szt.
AT-NF-S 2	50cm x 50cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NF-S 3	50cm x 60cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NF-S 4	50cm x 75cm	1 szt.	80 x 1 szt.	4 x 80 szt.
AT-NF-S 5	75cm x 75cm	1 szt.	50 x 1 szt.	6 x 50 szt.
AT-NF-S 8	80cm x 90cm	1 szt.	50 x 1 szt.	6 x 50 szt.
AT-NF-S 9	75cm x 90cm	1 szt.	50 x 1 szt.	6 x 50 szt.
AT-NF-S 10	90cm x 120cm	1 szt.	40 x 1 szt.	4 x 40 szt.
AT-NF-S 12	75cm x 140 cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 13	100cm x 150cm	1 szt.	25 x 1 szt.	4 x 25 szt.
AT-NF-S 14	120cm x 150cm	1 szt.	25 x 1 szt.	4 x 25 szt.
AT-NF-S 15	150cm x 180cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 16	150cm x 200cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 19	160cm x 220cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 20	150cm x 240cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 22	170cm x 300cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.