



SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA
Z CENTRALNYM OTWOREM PRZYLEPNYM
jałowa
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 5

data: 2020-11-01

zmiana: 2024-04-26

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze 60 g/m²
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Otwór ułatwia aplikację serwety, umożliwia dokładniejsze dopasowanie serwety do miejsca zabiegu, co wpływa na zwiększenie efektywności zabezpieczenia pola operacyjnego i ergonomii pracy personelu medycznego
- Otwór otoczony taśmą samoprzylepną
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OTWÓR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFFA-S 1	45cm x 45cm	Ø 6cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 11	50cm x 60cm	6cm x 8cm	1 szt.	50 x 1 szt.	8 x 50 szt.
AT-NFFA-S 2	50cm x 75cm	6cm x 8cm	1 szt.	60 x 1 szt.	4 x 60 szt.
AT-NFFA-S 3	50cm x 75cm	Ø 7cm	1 szt.	60 x 1 szt.	4 x 60 szt.
AT-NFFA-S 4	75cm x 90cm	Ø 7cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFFA-S 5	75cm x 90cm	6cm x 8cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFFA-S 6	90cm x 120cm	Ø 10cm	1 szt.	30 x 1 szt.	4 x 30 szt.
AT-NFFA-S 7	120cm x 150cm	Ø 7cm	1 szt.	25 x 1 szt.	4 x 25 szt.
AT-NFFA-S 8	120cm x 150cm	Ø 10cm	1 szt.	25 x 1 szt.	4 x 25 szt.