



elastopor STERIL
opatrunek z wkładem chłonnym
włókninowy, samoprzylepny, jałowy

TD-09

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2020-01-10

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- opatrywanie ran z małą i średnią ilością wysięku
- zalecany szczególnie do pokrywania ran pooperacyjnych charakteryzujących się prostym cięciem i nałożeniem mniejszej lub większej liczby szwów skórnych w linii prostej

WŁAŚCIWOŚCI:

- samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym
- część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny
- mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem, a skórą
- centralnie umieszczony wkład chłonny - chłonie umiarkowany wysięk z rany
- wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu - zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku
- hypoalergiczny
- elastyczny - opatrunek jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów
- łatwy do zamocowania na skórze
- zaokrąglone brzegi - zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku
- pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku, kauczuku, lateksu, naniesionym równomiernie na całej powierzchni, o bardzo dobrej odporności na wilgoć zapewniający dobrą stabilizację opatrunku w miejscu aplikacji
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- jałowy - sterylizowany tlenkiem etylenu
- okres trwałości: 5 lat



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER-PAPIER	OPAKOWANIE HANDLOWE KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
801001	5 cm x 7,2 cm	1 szt.	100 szt.	24 x 100 szt.
801012	6 cm x 10 cm	1 szt.	50 szt.	45 x 50 szt.
801002	8 cm x 10 cm	1 szt.	30 szt.	36 x 30 szt.
801013	10 cm x 10 cm	1 szt.	30 szt.	24 x 30 szt.
801021	10 cm x 12 cm	1 szt.	30 szt.	30 x 30 szt.
801014	10 cm x 15 cm	1 szt.	30 szt.	24 x 30 szt.
801003	6 cm x 15 cm	1 szt.	50 szt.	24 x 50 szt.
801004	8 cm x 15 cm	1 szt.	30 szt.	24 x 30 szt.
801005	8 cm x 20 cm	1 szt.	30 szt.	18 x 30 szt.
801015	10 cm x 20 cm	1 szt.	25 szt.	18 x 25 szt.
801016	10 cm x 25 cm	1 szt.	25 szt.	18 x 25 szt.
801017	10 cm x 30 cm	1 szt.	25 szt.	12 x 25 szt.
801018	10 cm x 35 cm	1 szt.	25 szt.	12 x 25 szt.