

Maska do podawania tlenu z drenem

Właściwości produktu:

- ✓ Maska tlenowa z drenem wykonana z PCV
- ✓ Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym o długości 210 cm
- ✓ Regulowana blaszka na nos
- ✓ Elastyczna gumka mocująca
- ✓ Maska posiada anatomiczny kształt i szczelnie przylega do twarzy pacjenta
- ✓ Uniwersalny łącznik
- ✓ Otwory wentylacyjne boczne
- ✓ Kolor : przezroczysty
- ✓ Sterylizowany tlenkiem etylenu
- ✓ Jednorazowego użytku



Maska tlenowa z drenem pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.

Karton zbiorczy: 100 szt.

Numery REF:

Maska tlenowa z drenem S: BMS.007.MT.S

Maska tlenowa z drenem M: BMS.008.MT.M

Maska tlenowa z drenem L: BMS.009.MT.L

Maska tlenowa z drenem XL: BMS.010.MT.XL

Producent: Bonree Medical Co., Ltd.

Termin ważności produktu: 5 lat