

APS MARCIN WALASEK	DOKUMENTACJA TECHNICZNA	Strona: 1 z 1
	APS.09_INSTRUKCJA UŻYWANIA	Wydanie: 1
	Jednorazowe serwety stomatologiczne w rolce MINI-MED	Obowiązuje od: 23.05.2022

INSTRUKCJA UŻYWANIA

OPIS WYROBU MEDYCZNEGO

Jednorazowe serwety stomatologiczne w rolce MINI-MED wykonane jest z bibuły wzmocnionej warstwą folii polietylenowej. Wyrób stosowany jest u ludzi w celach medycznych, wspomaga procesy diagnozowania i leczenia podczas zabiegów stomatologicznych i ortodontycznych w jamie ustnej, poprzez wchłanianie płynów ustrojowych, płynów leczniczych, resztek produktów leczniczych lub innych substancji.

ZASTOSOWANIE

Jednorazowe serwety stomatologiczne w rolce MINI-MED znajdują zastosowanie w gabinetach stomatologicznych oraz klinikach ortodontycznych podczas procedur i zabiegów stomatologicznych.

DZIAŁANIE

Jednorazowe serwety stomatologiczne w rolce MINI-MED przeznaczone są do wchłaniania płynów ustrojowych, płynów leczniczych, resztek produktów leczniczych lub innych substancji z jamy ustnej podczas zabiegów stomatologicznych i ortodontycznych. Zapobiegają również przenoszeniu bakterii przez zanieczyszczone ciało lub ubranie pacjenta, przez co zmniejszają ryzyko zakażeń. Podczas procedur medycznych z użyciem substancji drażniących na przykład podchloryn sodu używanego podczas stomatologicznego leczenia kanałowego, chronią odkryte części ciała pacjenta przed podrażnieniem lub alergią.

Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą wyrobu, gdyż znajdują się na niej ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania serwety stomatologicznej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA

	Wyrób jednorazowego użytku
	Wyrób niejałowy (niesterylny)
	CE – potwierdzenie spełnienia norm UE
	OKRES TRWAŁOŚCI: 3 LATA OD DATY PRODUKCJI
	Medical Device - oznakowanie że dany wyrób jest wyrobem medycznym
	Numerem serii produkcyjnej jest data produkcji

APS MARCIN WALASEK	DOKUMENTACJA TECHNICZNA	Strona: 2 z 1
	APS.09_INSTRUKCJA UŻYWANIA	Wydanie: 1
	Jednorazowe serwety stomatologiczne w rolce MINI-MED	Obowiązuje od: 23.05.2022

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Serwetę stomatologiczną należy wyciągnąć z opakowania foliowego, a następnie oderwać przy perforacji jedną serwetę.
2. Następnie rozłożyć ją na pacjencie.
3. Po stwierdzeniu znacznego zabrudzenia serwety lub po zakończeniu procedury stomatologicznej, należy serwetę usunąć z pacjenta.
4. Zużyta serwetę należy utylizować tak jak pozostałe odpady medyczne.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Wyrób należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

WYTWÓRCA

APS Marcin Walasek
ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry

Wyd.1.

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ:	Weronika Szeja	23.05.2022	
ZATWIERDZIŁ:	Marcin Walasek	23.05.2022	

APS Marcin Walasek
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
ul. Czarnohucka 3
NIP: 645-168-15-77
REGON: 272813790