



dicoNEX strzykawka jednorazowego użyciu 3-częściowa luer-lock, sterylna

TD-41

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 5

data: 2019-12-31

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- strzykawka 3-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
- przeznaczona do pobierania, podawania leków/płynów do pacjenta oraz pobierania próbek płynów ustrojowych od pacjenta

WŁAŚCIWOŚCI:

- przezroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości
- zielony kontrastujący tłok
- zakończenie typu luer-lock
- uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
- płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu
- kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki
- wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, odpowiednio:
 - co 0,1 ml dla pojemności 3 ml
 - co 0,2 ml dla pojemności 5 ml i 10 ml
 - co 0,5 ml dla pojemności 20 ml
 - co 1 ml dla pojemności 30 ml i 50/60 ml
- jednorazowego użyciu,
- niepirogenna, nietoksyczna
- bez zawartości lateksu
- bez zawartości ftalanów
- sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- pakowanie: 1 szt./blister-pack; 25/50/100 szt./kartonik



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
003ML-3CZ-LL-BL	3 ml	blister-pack	100 szt.	30 x 100 szt.
005ML-3CZ-LL-BL	5 ml	blister-pack	100 szt.	24 x 100 szt.
010ML-3CZ-LL-BL	10 ml	blister-pack	100 szt.	16 x 100 szt.
020ML-3CZ-LL-BL	20 ml	blister-pack	50 szt.	16 x 50 szt.
030ML-3CZ-LL-BL	30 ml	blister-pack	50 szt.	16 x 50 szt.
050ML-3CZ-LL-BL	50/60 ml	blister-pack	25 szt.	16 x 25 szt.