


Nożyk hematologiczny

Właściwości produktu:

- ✓ Nożyk hematologiczny wykonany ze stali nierdzewnej
- ✓ Stosowane do nakłuć opuszka palca przy pobieraniu krwi czy testach alergicznych
- ✓ Sterylizowany radiacyjnie
- ✓ Jednorazowego użytku



Nożyki hematologiczne są pakowane indywidualnie.

Opakowanie jednostkowe: 200 szt.

Karton zbiorczy: 100 opakowań

Numer REF: REF: BMS.128.NH

Producent: Huaian Tianda Medical Instruments Co., Ltd.

Termin ważności produktu: 5 lat