

Cewnik do podawania tlenu

Właściwości produktu:

- ✓ Cewnik do podawania tlenu przez nos wykonany z PCV
- ✓ Miękkie końcówki do nosa – łatwa regulacja za pomocą przesuwnego elementu
- ✓ Mocowane z tyłu głowy lub pod brodą
- ✓ Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- ✓ Dostępny w trzech długościach: 2m; 3m; 5m oraz w wersji pediatrycznej
- ✓ Uniwersalny łącznik
- ✓ Kolor : przezroczysty
- ✓ Sterylizowany tlenkiem etylenu
- ✓ Jednorazowego użytku



Cewniki do tlenu pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe.

Karton zbiorczy: Cewnik 2m: 200 szt., Cewnik 3m: 100 szt., Cewnik 5m: 50 szt.

Numery REF:

Cewnik 2m: BMS.001.CT.2M

Cewnik 2m: BMS.019.CT.2M.DZ (pediatryczny)

Cewnik 3m: BMS.002.CT.3M

Cewnik 5m: BMS.003.CT.5M

Producent: Bonree Medical Co., Ltd.

Termin ważności produktu: 5 lat