

Szpatułka laryngologiczna drewniana

Właściwości produktu:

- ✓ Wykonana z drewna brzoźowego
- ✓ Zaokrąglone brzegi oraz krawędzie zapobiegające przed zranieniem
- ✓ Szerokość szpatułki: 1,8 cm
- ✓ Długość szpatułki: 15 cm
- ✓ Jednorazowego użytku
- ✓ Niesterylna



Opakowanie jednostkowe: 100 szt.

Karton zbiorczy: 5000 szt.

Numer REF: BMS.117.SZ.NS

Producent: Anji Hongde Medical Products Co.,Ltd

Termin ważności produktu: 5 lat