


Worek na wymiociny

Właściwości:

- ✓ Przeźroczysty foliowy worek wykonany z PE
- ✓ Pojemność 1500ml
- ✓ Odczyt skali co 100ml
- ✓ Sztywny plastikowy ustnik w kolorze białym
- ✓ Plastikowa obręcz wyposażona w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka
- ✓ Dostępny w dwóch wariantach: z absorbentem i bez absorbentu
- ✓ Na worku została nadrukowana instrukcja obsługi
- ✓ Jednorazowego użytku



Opakowanie jednostkowe: 50 sztuk, opakowanie foliowe

Karton zbiorczy: 600 szt.

Numery REF:

Worek z absorbentem: BMS.WW.ZA

Worek bez absorbentu: BMS.WW.BA

Producent: Ningbo Hi-Tech Unicmed Imp.&Exp. Co., Ltd.

Termin ważności produktu: 5 lat