

Maska do podawania tlenu z nebulizatorem

Właściwości produktu:

- ✓ Maska do tlenu z nebulizatorem wykonana z PCV
- ✓ Nebulizator o pojemności 6ml, skalowany co 1cm (numerycznie co 2cm)
- ✓ Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym o długości 210 cm
- ✓ Regulowana blaszka na nos
- ✓ Elastyczna gumka mocująca
- ✓ Maska posiada anatomiczny kształt i szczelnie przylega do twarzy pacjenta
- ✓ Uniwersalny łącznik
- ✓ Otwory wentylacyjne boczne
- ✓ Kolor : przezroczysty
- ✓ Sterylizowany tlenkiem etylenu
- ✓ Jednorazowego użytku



Maska do tlenu z nebulizatorem pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe.

Karton zbiorczy: 100 szt.

Numery REF:

Maska do tlenu z nebulizatorem S: BMS.011.MN.S

Maska do tlenu z nebulizatorem M: BMS.012.MN.M

Maska do tlenu z nebulizatorem L: BMS.013.MN.L

Maska do tlenu z nebulizatorem XL: BMS.014.MN.XL

Producent: Bonree Medical Co., Ltd.

Termin ważności produktu: 5 lat