



Koszula pacjenta, włókninowa, wiązana, niejałowa

TD-30-I.2.c-5.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do noszenia przez pacjentów podczas badań diagnostycznych oraz opieki okołoperacyjnej/okołoporodowej

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonana z włókniny SMS o gramaturze 33 g/m² lub 35 g/m²
- wiązana na białe troki w talii oraz przy szyi
- przewiewna
- kolor: niebieski
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-0022-33B-SMS	33 g/m ²	uniwersalny	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-0022-35B-SMS	35 g/m ²	uniwersalny	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.