


TGO-C KS 101




KOŁNIERZ MIĘKKI TYPU SCHANTZA

CECHY PRODUKTU

- wyprofilowana anatomicznie pianka
- dodatkowe usztywnienia z PCV (TGO-C KF 106)
- regulacja obwodu i zapięcie na rzep
- przepuszczalny dla promieni RTG

TGO-C KF 106



KOŁNIERZ PÓLSZTYWNY TYPU FLORIDA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- zwyrodnienie szyjnego odcinka kręgosłupa
- ostry i chroniczny syndrom bolesności szyi
- dystorsja kręgów szyjnych
- uszkodzenia krążka międzykręgowego

DANE TECHNICZNE

ROZMIAR	OBWÓD SZYI
S	30-35 cm
M	36-41 cm
L	42-47 cm
XL	48-53 cm

WYSOKOŚĆ

7,5 cm
8,5 cm
10 cm