

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- sterylny pakiet przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych
- stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiających wykonanie procedury cewnikowania

WŁAŚCIWOŚCI:

- wyrób jednorazowego użytku
- do użytku krótkotrwałego
- czas życia wyrobu: 3 lata
- etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135
- opakowanie: twardy blister jednokomorowy



SPECYFIKACJA PAKIETU

NUMER KATALOGOWY	LP.	ILOŚĆ	KOMPONENT	SPECYFIKACJA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
DS-CEW-O-01	1.	1 szt.	serweta chirurgiczna 2-warstwowa	50cm x 60cm; włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa nieprzemakalna; kolor niebieski	1 pakiet twardy blister
	2.	1 szt.	serweta chirurgiczna 2-warstwowa, z centralnym otworem i przecięciem	50cm x 60cm; otwór: śr. 5cm; włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa nieprzemakalna; kolor niebieski	
	3.	2 szt.	rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe w opakowaniu papierowym	roz. M; nitryl 100%; kolor jasnoniebieski	
	4.	6 szt.	tupfer z gazy bez nitki RTG	20cm x 20cm; gaza bawełniana 17-nitkowa; kolor biały	
	5.	8 szt.	kompres z gazy	7,5cm x 7,5cm; gaza bawełniana 17-nitkowa, 8-warstwowa; kolor biały	
	6.	1 szt.	pęseta plastikowa	dł. 12,5cm; polipropylen; kolor zielony	
	7.	1 szt.	chwytak plastikowy Pean	dł. 14cm; polipropylen; kolor niebieski	
	8.	1 szt.	pojemnik okrągły	poj. 120ml; polipropylen; kolor transparentny	