

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do iniekcji dożylnych, iniekcji domięśniowych, iniekcji podskórnych

WŁAŚCIWOŚCI:

- osłona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonanej iniekcji
- osłonka zintegrowana z igłą
- ostrze igły ścięte trójpłaszczyznowo
- nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru
- słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego
- igła pozostaje zamknięta bezpiecznie wewnątrz aktywowanej osłony
- połączenie zarówno ze strzykawkami luer jak i luer-lock
- ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady
- opakowanie typu blister-pack
- opakowanie podstawowe – 50 szt.
- nietoksyczna, niepirogenna
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- okres ważności 5 lat



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	G	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
INB-03X13*	0,3mm x 13mm	jasnożółty	30	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-045X12*	0,45mm x 12mm	brązowy	26	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-05X25	0,5mm x 25mm	pomarańczowy	25	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-05X40*	0,5mm x 40mm	pomarańczowy	25	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-06X25*	0,6mm x 25mm	niebieski	23	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-06X30*	0,6mm x 30mm	niebieski	23	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-07X30*	0,7mm x 30mm	czarny	22	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-07X40	0,7mm x 40mm	czarny	22	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-08X40	0,8mm x 40mm	zielony	21	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-09X40	0,9mm x 40mm	żółty	20	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-11X40	1,1mm x 40mm	beżowy	19	50 szt.	50 x 50 szt.
INB-12X40	1,2mm x 40mm	różowy	18	50 szt.	50 x 50 szt.

* - wyrób dostępny na zamówienie