



CEWNIK FOLEY'A dwudrożny z gumową zastawką, lateks silikonowany, sterylny

TD-36

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 5

data: 2019-08-08

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego
- Przewidziany do połączenia z innymi wyrobami medycznymi przeznaczonymi do zbiórki moczu

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Silikonowana powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika oraz zmniejsza reakcje alergiczne na naturalny lateks
- Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
- Kodowana kolorystycznie zależnie od rozmiaru lateksowa zastawka zapewniająca szczelność balonu
- Cewnik w rozmiarze CH 6, CH 8, CH 10 posiada prowadnicę ułatwiającą cewnikowanie
- Na łączniku oznaczenie rozmiaru, pojemności balonu oraz nazwy producenta
- Zawiera lateks
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / wew. folia, zew. papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	BALON	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CFNL-2D-06-03-L	CH 6	3 ml	270 mm	jasnozielony	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-08-05-L	CH 8	3-5 ml	270 mm	niebieski	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-10-05-L	CH 10	3-5 ml	270 mm	czarny	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-12-10-L	CH 12	5-10 ml	400 mm	biały	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-14-10-L	CH 14	5-10 ml	400 mm	zielony	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-16-10-L	CH 16	5-10 ml	400 mm	pomarańczowy	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-18-10-L	CH 18	5-10 ml	400 mm	czerwony	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-20-10-L	CH 20	5-10 ml	400 mm	żółty	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-22-10-L	CH 22	5-10 ml	400 mm	fioletowy	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-24-10-L	CH 24	5-10 ml	400 mm	ciemnoniebieski	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-26-10-L	CH 26	5-10 ml	400 mm	różowy	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-16-30-L	CH 16	30 ml	400 mm	pomarańczowy	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-18-30-L	CH 18	30 ml	400 mm	czerwony	10 szt.	50 x 10 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: G.K. – Specjalista ds. Sprzętu medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 2

rev.2023.01



CEWNIK FOLEY'A
dwudrożny z gumową zastawką,
lateks silikonowany, sterylny

TD-36

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 5

data: 2019-08-08

zmiana: 2023-02-01

CFNL-2D-20-30-L	CH 20	30 ml	400 mm	żółty	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-22-30-L	CH 22	30 ml	400 mm	fioletowy	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-24-30-L	CH 24	30 ml	400 mm	ciemnoniebieski	10 szt.	50 x 10 szt.
CFNL-2D-26-30-L	CH 26	30 ml	400 mm	różowy	10 szt.	50 x 10 szt.