



# Ochraniacze na buty, włókninowe, niejałowe

TD-30-I.2.c-6.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na obuwie w obszarze bloku operacyjnego, oddziałach intensywnej terapii, oddziałach szpitalnych lub w kontakcie z pacjentami z obniżoną odpornością w celu ochrony pacjenta przed potencjalnym zakażeniem

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>
- ściągane gumką
- wymiary 17 x 38 cm
- podwyższona wytrzymałość
- kolor niebieski lub zielony
- nie zawierają lateksu
- jednorazowego użytku
- niesterylne
- okres trwałości: 5 lat



| NUMER KATALOGOWY | GRAMATURA           | KOLOR     | MATERIAŁ                 | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON |
|------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------------|
| BT-010-B         | 30 g/m <sup>2</sup> | niebieski | włóknina polipropylenowa | 100 szt.                                | 10 x 100 szt.                  |
| BT-010-G         | 30 g/m <sup>2</sup> | zielony   | włóknina polipropylenowa | 100 szt.                                | 10 x 100 szt.                  |