



# Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna, niejałowa elastopor E

TD-06-I.2.c-1.2

Rewizja 2

data 2021-05-26

zmiana z dnia: 2024-03-28

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**


wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania drenów, cewników, rurek medycznych oraz opatrunków pierwotnych (kontaktowych), nieprzylepnych, nałożonych bezpośrednio na rany i uszkodzenia skóry

**WŁAŚCIWOŚCI**

- miękką, przyjemną dla skóry
- mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem, a skórą
- elastyczna - dobrze przylega, dopasowuje się do kształtów ciała
- nie absorbuje promieniowania RTG
- łatwo dzielona przy użyciu nożyczek
- klej akrylowy naniesiony metodą ciągłą na całej powierzchni taśmy
- posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego z przecięciem falistym oraz oznaczeniem graficznym - tj.; podziałką metryczną, ułatwiającą dzielenie taśmy oraz precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację
- jedna sztuka o długości 10 m pakowana w kartonik – dyspenser umożliwiający wykorzystanie taśmy bez wyjmowania z kartonika
- hipoalergiczna
- jednorazowego użytku
- niejałowa



| NUMER KATALOGOWY | ROZMIAR       | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE)<br>KARTONIK - DYSPENSER | OPAKOWANIE TRANSPORTOWE<br>KARTON |
|------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| 806009E          | 2,5 cm x 10 m | 1 szt.  | 50 x 1 szt.                       |
| 806010E          | 5 cm x 10 m   | 1 szt.  | 30 x 1 szt.                       |
| 806011E          | 10 cm x 10 m  | 1 szt.  | 20 x 1 szt.                       |
| 806012E          | 15 cm x 10 m  | 1 szt.  | 15 x 1 szt.                       |
| 806013E          | 20 cm x 10 m  | 1 szt.  | 15 x 1 szt.                       |
| 806014E          | 25 cm x 10 m  | 1 szt.  | 15 x 1 szt.                       |
| 806015E          | 30 cm x 10 m  | 1 szt.  | 15 x 1 szt.                       |