



elastoSTRIP Paski do zamykania ran, jałowe

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2024-05-24

zmiana: 2024-10-10

TD-09

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do bezurazowego zamykania brzegów ran o niewielkich rozmiarach bądź drobnych ran pooperacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI:

- samoprzylepne paski tzw. „szwy zewnętrzne”
- zapewniają bezbolesne zamknięcie rany
- wykonane z włókniny spunbond
- bardzo cienkie i elastyczne – dopasowują się do kształtu ciała, zapewniają swobodę ruchu
- łatwa, szybka i precyzyjna aplikacja
- kolor biały
- pokryte klejem akrylowym
- hipoalergiczne
- jednorazowego użytku
- jałowe
- okres trwałości: 3 lata



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE PAPIER-FOLIA	OPAKOWANIE HANDLOWE KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
815001	3mm x 75mm	5 szt.	50 x 5 szt.	45 x 50 opak.
815002	6mm x 75mm	3 szt.	50 x 3 szt.	45 x 50 opak.
815003	6mm x 38mm	6 szt.	50 x 6 szt.	45 x 50 opak.
815004	6mm x 102mm	10 szt.	50 x 10 szt.	30 x 50 opak.
815005	13mm x 102mm	6 szt.	50 x 6 szt.	30 x 50 opak.
815006	25mm x 102mm	4 szt.	50 x 4 szt.	28 x 50 opak.